

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

OPTIFLOW JUNIOR 2 BT KIT ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (BCRAP-NHF)

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ

- Να είναι συμβατό με το σύστημα B-CRAP του οίκου Fisher & PAYKEL και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο
- Να είναι κλειστό σετ που περιλαμβάνει ρινικά prongs (διαφόρων μεγεθών) ανάλογα με το βάρος του νεογνού-παιδιού και να προσαρμόζονται στο παραπάνω σετ. Επιπλέον να είναι κατασκευασμένα από ειδικό απορροφητικό υλικό για αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνώματος και να διαθέτουν ειδικά αυτοκόλλητα pads για τέλει εφαρμογή, καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία και μείωση του κινδύνου για ρινικό τραυματισμό.
- Να διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης 40cm H₂O (0,57 psi/3,9 kPa/0,039 bar) με υποδοχή για αναλυτή οξυγόνου.
- Να είναι μιας χρήσης με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης τις επτά (7) ημέρες