

A/A	Περιγραφή	Τεχνικές Προδιαγραφές
2	ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Να έχει υψηλή χωρητικότητα απορρόφησης CO2. - Διάμετρος σφαιριδίων : 2-4mm - Πιστοποίηση συμβατότητας από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος. - Διάρκεια ζωής/αποθήκευσης έως δύο χρόνια
3	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	Να αποτελείται από κόκκους με ομοιόμορφο σφαιρικό σχήμα, διαμέτρου 3 - 4mm, ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή ροή των αερίων σε όλο το κάνιστρο και τη μέγιστη εξουδετέρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η δομή της να διαθέτει μεγάλη ικανότητα απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα βάσει των διεθνών standards USP (United States Pharmacopia) καθώς 1lt απορροφά τουλάχιστον 120lt διοξείδιο του άνθρακα. Να μην είναι καυστική και να ελαχιστοποιεί την παραγωγή της ουσίας A και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Να διατηρεί την υγρασία μέσα στο κάνιστρο σε επίπεδο 2%, ώστε να μην ξηραίνεται και να μην αυξάνεται η θερμοότητα στο κάνιστρο, καταστάσεις που ευνοούν την αποδόμηση των πτητικών αναισθητικών (σεβοφλουράνιο, δεσφλουράνιο κλπ). Να μην παράγει υπερβολική υγρασία στο κάνιστρο (όχι περισσότερο από 2%), ώστε να μη συσσωρεύονται κολλημένοι μεταξύ τους οι κόκκοι (να μην σβωλιάζουν) στην κορυφή του κάνιστρου, αλλά να παραμένουν με αναλλοίωτο σφαιρικό σχήμα και χωριστοί, διατηρώντας, σταθερά, υψηλή την ικανότητά της απορρόφησης τού CO2 και προστατεύοντας τα μηχανήματα! Να αναγράφεται στη σύνθεση της νατρασβέστου με ποιόν (μη χημικό) παράγοντα εξασφαλίζεται η διατήρηση της υγρασίας στο κάνιστρο στο επιθυμητό επίπεδο! Όταν ενεργοποιείται, να αλλάζει χρώμα και μετατρέπεται σε διαφορετικό χρώμα από το αρχικό. Η νατράσβεστος να είναι ιδανική για αναισθησιολογικά μηχανήματα . Να διατίθεται σε συσκευασία 4 μεχρι 5 κιλών.

4	ENTELLAN	Το ENTELLAN NEW SOLUTION 500ml - 1.000mL είναι μέσο στερέωσης για την κάλυψη αντικειμενοφόρων πλακών και ιδίως για αυτόματες συσκευές κάλυψης αντικειμενοφόρων πλακών. Το στενό εύρος του ιώδους το υ, να κυμαίνεται από 500 έως 600 mPas, ώστε να βελτιώνει και να επιταχύνει την εφαρμογή, καθώς δεν θα χρειάζεται να γίνει επαναφορά ούτε του ρυθμού ρίψης ούτε του όγκου μετά την πρώτη λειτουργία με ένα νέο μπουκάλι Entellan. Να είναι IVD εγκεκριμένο προϊόν και CE πιστοποιημένο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλινικούς διαγνωστικούς σκοπούς.
5	ETHANOL ABSOLUTE 100% (ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΗ)	Απόλυτη αιθανόλη 100% για όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας του τμήματος παθολογικής ανατομικής, όπως ιστοκινέτα και διαδικασία χρώσεων. Να είναι IVD εγκεκριμένο προϊόν και CE πιστοποιημένο. Απαραιτήτως σε συσκευασία των 5 λίτρων, (γιατί το μηχάνημα του νοσοκομείου δεν δεχεται διαφορετική συσκευασία) , σε κοντό μπουκάλι, χωρίς προζέχων λαιμό, ώστε να είναι συμβατό με την επιδαπέδια ιστοκινέτα ιδιοκτησίας του νοσοκομείου.
6	METHANOL ABSOLUT	Methanol 99.9% / absolut, για μονιμοποίηση κυτταρικού υλικού, σε ταχείες κυτταρολογικές χρώσεις
7	ORANGE G-6 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΣΗ ΚΑΤ'Α ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ. Να προσκομισθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
8	POLYCHROME EA	POLYCHROME EA 50 ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (polychromatic solution) ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ. Να προσκομισθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
9	SOLUTION 2/RAPID DIFF STAIN (REAGENT RED) Solution 2/ Rapid- Diff Stain(REAGENT RED)	ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ : Eosinophilic (red) stain

10	SOLUTION 3/RAPID DIFF STAIN (REAGENT BLUE) Solution 3/Rapid- Diff Stain (REAGENT BLUE)	ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ: Basophilic (blue) stain
11	ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ HARRIS (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ)	Έτοιμο προς χρήση διάλυμα Αιματοξυλίνης HARRIS. Να περιέχει αιθυλική αλκοόλη σε ποσοστό 3% έως 5% και οξικό οξύ σε ποσοστό 1% έως 3%. Να μην περιέχει υδράργυρο. Να φέρει σήμανση CE/IVD. Να είναι σε δοχείο 1.000ml έως 2.500ml
12	ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Διάλυμα σε συσκευασία 900-1000ml (ταυτόχρονα βλεννολυτικό, αιμολυτικό και πρωτεϊνολυτικό συστατικών υποστρώματος όλων των κυτταρολογικών δειγμάτων) για τη μέθοδο της Κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου. Το προσφερόμενο είδος να είναι συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000, του Κυτταρολογικού εργαστηρίου, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Η συμβατότητα του είδους να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Να κατατεθεί πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 του κατασκευαστικού οίκου και πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 και ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρίας
13	ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ	Διάλυμα μεταφοράς για γενική κυτταρολογία. Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων, περιεκτικότητας σε μεθανόλη τουλάχιστον 30%, για δείγματα γενικής κυτταρολογίας, σε συσκευασία 900-1000ml. Να είναι συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, για τη μέθοδο της Κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου. Η συμβατότητα του είδους να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Να κατατεθεί πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 του κατασκευαστικού οίκου και πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 και ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρίας.
14	ΞΥΛΟΛΗ	Έτοιμο διάλυμα ξυλόλης υψηλής χημικώς καθαρής, διυλισμένη και φιλτραρισμένη κατάλληλο για ιστολογία. Καθαρότητας P.A κατά >99 v/v %. Άχρωμη. Σε ασφαλή φιάλη. Για την διαύγαση και αποπαραφινποίηση των ιστολογικών παρασκευασμάτων. Απαραίτητως σε συσκευασία των 5 λίτρων, (γιατί το μηχάνημα του νοσοκομείου δεν δεχεται διαφορετική συσκευασία) , σε κοντό μπουκάλι, χωρίς προξέχων λαιμό,

		ώστε να είναι συμβατό με την επιδαπέδια ιστοκινέτα ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Να φέρει σήμανση CE/IVD.
15	ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΓΑΡ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ	ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΓΑΡ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΩΣ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
16	LUGOL ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ	Να προσφερθεί αντιδραστήριο PVP stabilized Lugol (iodine 1%) για χρώση κατά Gram τύπου Hücker. Να είναι έτοιμο προς χρήση, σταθεροποιημένο, να μην απαιτείται φιλτράρισμα πριν την χρήση του συσκευασία από 250ml έως 1.500 ml. Να έχει IVD CE Mark. Για εξασφάλιση της συμβατότητας όλα τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για τη χρώση Gram να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή. Να προσκομισθεί δείγμα προς αξιολόγηση στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.
20	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 4%	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 4%
21	ΗΩΣΙΝΗ (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)	Έτοιμο προς χρήση διάλυμα Ηωσίνης 0,5% αλκοολικής βάσης. Να περιέχει αιθυλική αλκοόλη σε ποσοστό 70% έως 90% και οξικό οξύ σε ποσοστό 0,2% έως 1%. Να έχει pH < 6 (ιδανικά 5,1 έως 5,6). Να φέρει σήμανση CE/IVD. Σε δοχείο λίτρων από 1.000 - 2.500mL
22	ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (ISOPROPANOL) ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΗ	Ισοπροπανόλη, αυστηρά σε δοχείο 5 λίτρων, (γιατί το μηχάνημα του νοσοκομείου δεν δεχεται διαφορετική συσκευασία) , σε κοντό μπουκάλι χωρίς προξέχων λαιμό, ώστε να είναι συμβατό με την επιδαπέδια ιστοκινέτα ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Να φέρει σήμανση CE/IVD.

23	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70 ΒΑΘΜΩΝ	Απαραιτήτως σε συσκευασία των 5 λίτρων, (γιατί το μηχάνημα του νοσοκομείου δεν δεχεται διαφορετική συσκευασία) σε κοντό μπουκάλι, χωρίς προξέχων λαιμό, ώστε να είναι συμβατό με την επιδαπέδια ιστοκινέτα, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Να φέρει σήμανση CE/IVD
24	ΠΑΡΑΠΛΑΣΤ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ) PLUS	Με πιστοποιημένη χρήση IVD (CE). Μέσο ταχύτατου εμποτισμού και εγκλείσεως ιστοτεμαχίων από ειδικής σύνθεσης μείγμα παραφίνης υψηλής καθαρότητας και 0,8% DMSO για καλύτερο εμποτισμό των ιστών. Να ενδείκνυται για χρήση στην ιστοκινέτα και στο μηχάνημα σκλήνωσης. Να είναι σε συσκευασία ενός κιλού γιατί όσο μεγαλύτερη η ποσότητα στη σακούλα πετρώνει η παραφίνη και καταστρέφεται.
25	ΦΟΡΜΟΛΗ 5 ΛΙΤΡΩΝ	Ουδέτερη ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης, έτοιμο προς χρήση, απαραίτητως σε συσκευασία των 5 λίτρων, (γιατί το μηχάνημα του νοσοκομείου δεν δεχεται διαφορετική συσκευασία) σε κοντό μπουκάλι, χωρίς προξέχων λαιμό, ώστε να είναι συμβατή με την επιδαπέδια ιστοκινέτα ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Να περιέχει 4% φορμαλδεϋδη. Να φέρει σήμανση CE/IVD.
26	SAFRANINE (ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΟ) SOLUTION	Να προσφερθεί αντιδραστήριο Safranin O περιεκτικότητας 1% για χρώση κατά Gram τύπου Hücker. Να είναι έτοιμο προς χρήση, σταθεροποιημένο, να μην απαιτείται φιλτράρισμα πριν την χρήση του συσκευασία από 250ml έως 1.500 mlΝα έχει IVD CE Mark. Για εξασφάλιση της συμβατότητας όλα τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για τη χρώση Gram να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή. Να προσκομισθεί δείγμα προς αξιολόγηση στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.)
27	SPRAY ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ	CRYOSPRAY (σπρέι για πάγωμα των blocks και των ιστών στην ταχεία βιοψία) Να προκαλεί ταχεία ψύξη των ιστών χωρίς να τα παραμορφώνει. Να είναι ασφαλές για το προσωπικό και το περιβάλλον. Να είναι IVD εγκεκριμένο προϊόν και CE πιστοποιημένο.
28	ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟ	Κόλλα για κρυοστάτη (embedding matrix for cryostat sectionig). Να φέρει σήμανση CE/IVD. Να είναι σε δοχείο 50ml έως 150ml
29	ΟΞΙΝΙΣΜΕΝΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 1% HCl	Διάλυμα για την διαφοροποίηση στην χρώση αιματοξυλίνης. Να φέρει σήμανση CE/IVD.
30	ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΙΤΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	Ειδικές χρώσεις, διαφόρων χρωμάτων, για την ανεξίτηλη χρώση των χειρουργικών ορίων των παρασκευασμάτων. Να φέρει σήμανση CE/IVD.

31	ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΙ	Να είναι αδιάβροχη όταν στεγνώνει και να είναι ταχυστέγνωτη. Να είναι IVD εγκεκριμένο προϊόν και CE πιστοποιημένο.
32	MERCUROCHROME	Υδατικό διάλυμα 2% MERBROMIN.
33	GIEMSA 'S AZUR-EOSIN METHYLENBLAUO SUNG	GIEMSA SOLUTION ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ CE MARK ΚΑΙ IVD ΜΕ C.I No 45380
34	MAY GRUNWALD'S EOSIN METHYLENBLAUO SUNG	MAY GRUNWALD'S EOSIN METHYLEN BLUE ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ CE MARK ΚΑΙ IVD ΜΕ C.I No 52015 & C.I No 45380
35	ΚΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (METHYLENE BLUE)	ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΕΩΝ
36	ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΕΣ Na 2% ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΗΣ	ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΗΣ
37	NA OH 10%	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ APT TEST
38	ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (FERRIC CHLORIDE) ΑΔΥΔΡΟΣ	ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
39	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ	ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,515-1,517 ΜΕ CE & IVD ,
41	ACETONE (P.A)	ΑΚΕΤΟΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
42	CONGO RED (HISTOPATHLOGY KIT)	KIT ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ. ΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ.
43	EDTA (C10H14 N2NA2O8 2H2O POWDER	ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

44	GIEMSA (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ SORENSEN'S ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ pH 6,8
45	GIEMSA STAIN KIT ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ HELICOBACTER PYLORI ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ.	KIT ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΤΟΥ HELICOBACTER PYLORI ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ.
46	MASSON TRICHROME GOLDNER WITH LIGHT GREEN	KIT ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΓΟΝΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ.
47	MUCICARMINE MAYER'S	KIT ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΩΣΗ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ MAYER ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
48	PERLS VAN GIESON (FOR FERRIC IRON+CONNECTIVE TISSUE	KIT ΧΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Prussian blue/Berlin Blue) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ(Fe+3 ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
49	POTASSIUM HEXACYANOFERRATE (II) TRIHYDRATE	ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
50	SILVER IMPREGNATION FOR RETICULUM	KIT ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΡΓΥΡΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΙΝΩΝ.ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΑΦΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
51	ZIEHL- NEELSEN FOR MYCOBACTERIA	KIT ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΩΣΗ ΟΞΕΑΝΤΟΧΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ZIEHL-NEELSEN. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΩΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΉΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ.
52	TRIS HYDROXYMETHYLAMINE	ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
53	WEIGERT FOR ELASTIC FIBERS (HISTOPATHOLOGY KIT) (QUICK METHOD)	KIT ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
54	NITΡΙΚΟ ΟΞΥ	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 68-70%

55	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 37%
56	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΟΞΥΖΕΝΕ	ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
57	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ	ΚΥΒΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ > 99.5%
58	ΑΦΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩ Ν.	ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ EDTA ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΩΣΕΩΝ. ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE IV D ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
59	ALCIAN BLUE STAINING KIT	ΚΙΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΟΞΙΝΩΝ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ. pH: 2,5 ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
60	SCHIFF'S REAGENT	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ .ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ SCHIFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΪΔΩΝ ΚΑΙ ΒΛΕΝΝΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ .
61	WARTHIN STARRY STAIN KIT	Για χρώση Σπειροχαΐτης και Helicobacter pylori σε ιστολογικές τομές
62	D.GLUCOSE	Να μην κρυσταλλοποιείται κατά την διάλυση της στο νερό.